



# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ



Используйте только одобренные производителем дезинфицирующие средства, а рабочие растворы готовьте по режиму для вирусных инфекций.

Соблюдайте технологию обработки рук и используйте индивидуальные средства защиты.



Во время исследования пользуйтесь одноразовыми пленками и простынями.

Не забывайте протирать поверхности, с которыми контактировал пациент сразу после приема.



Каждые 2 часа протирайте консоль управления, клавиатуру и мышь дезинфицирующим средством.

Используйте бактерицидные рециркуляторы-облучатели и кварцевые лампы.



## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА:

- Кислородсодержащие
- Хлорсодержащие (концентрация в рабочем растворе не менее 0,06%)
- Четвертичные аммониевые соединения (концентрация в рабочем растворе не менее 0,5%)
- Третичные амины (концентрация в рабочем растворе не менее 0,05%)
- Производные гаунидина (концентрация в рабочем растворе не менее 0,2%)
- Спиртосодержащие (кожные антисептики, средства для обработки небольших поверхностей)